


Líneas de irrigación

Mecánicas



Clasificación

DM clase I s



Material

Silicona, PVC, ABS
libre de ftalatos, sin látex



Embalaje

Caja de 10 líneas de irrigación



Esterilidad

Esterilidad garantizada 5 años



Compatibles

Compatibles con los fisiodispensadores más comunes del mercado.



Regulables

Regulador de caudal para detener o regular el flujo de la solución. Llave para regulación del caudal con 4 modalidades (sólo cod. 270610).



Fáciles de usar

Punta de silicona que facilita la unión de la línea de irrigación a la aguja para refrigerar todo tipo de piezas de mano.



Versátiles

Los sistemas de irrigación de Alle ofrecen las siguientes opciones:

- Monoirrigación interna
- Monoirrigación externa
- Irrigación interna y externa



Ajustables

Perforador con capuchón “abre-cierra” que cuenta con filtro de aire para aumentar el flujo de líquido.



Trazables

Cada línea de irrigación es desechable y va empaquetada en un blíster médico estéril. La etiqueta adhesiva, dividida en dos, garantiza la trazabilidad del producto y un almacenamiento más sencillo.

Código	Modelos
18926	W&H Elcomed 100/200 / Astratech Elcomed 100
18843	Nouvag TCM3000, MD8000, MD7000, MD10, MD10S, MD11, MD20, MD30
18918	De Giorgi Steril Intraplant, Intrasurgery 2.0, Intramatic 2, Intramatic Plus
18919	Kavo Intrasept 905 / Mectron Piezosurgery II, Piezosurgery 3
18841	NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg / Aseptico Aeu 6000-70V, 7000E-70V, 7000L-70V, 17Bv2, 26OS, 707Av2 / Bonart Piezo Surgical System
18838	W&H Implantmed, Elcomed SA-310, Piezomed / Nobel Biocare OsseoSet™
18920	W&H Elcomed SA-200C / Frios Unit E for Dentsplay
18839	KaVo Intrasurg 300/500, Intrasurg 300 PLUS, Intrasurg 1000, Intrasurg, 1000 Air
18840	Acteon Suni Satelec 2000/3000, Suni Max / Bredent Sky Unit / Friatec Implantology Surgical Unit / HKM Dental Surgery Unit, Dental Unit DSC Electronic, Surgi set basic, Surgi Set Pro 500 / Sweden&Martina XO Osseo / Sky Unit / Riuniteo Teneo Sirona