

FICHA TÉCNICA RACE

Los instrumentos Race se usan para la conformación del conducto radicular en tratamientos endodónticos.

Todos los instrumentos de la familia Race presentan un diseño exclusivo anti-atornillamiento (bordes de corte alternos), un pulido electroquímico que mejora la resistencia a la fatiga y la corrosión, una mayor flexibilidad que permite al usuario seguir las curvaturas del conducto y una punta redondeada de seguridad que garantiza un centrado perfecto del instrumento dentro del conducto.

Se pueden usar en secuencias ad-hoc de acuerdo con las necesidades del profesional y también están disponibles en secuencias específicas. Vienen en paquetes estériles y no estériles.

Características:

Conicidades: .02, .04 y 06

Longitud: 21, 25 y 31 mm.

Diámetros: ISO 15 al 40

Velocidad: 600 rpm.

Torque: 1,5 Ncm.