

DELANTAL IMPERMEABLE 90x60 CM

Delantal especializado fabricado de tela no tejida absorbente impermeable de doble capa, utilizada para protección ante el riesgo de salpicaduras de líquidos infectados. Delantal con excelente ajuste, permite movimientos normales sin causar rasgaduras en la tela. La tela no tejida constituye una barrera bacteriológica que permite al mismo tiempo una alta transpirabilidad de la piel evitando el aumento de la temperatura corporal. Al ser desechable, se elimina el riesgo de contaminación cruzada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: (Tolerancia dimensional ± 5%)

- Dimensiones delantal: largo 90 cm, ancho 60 cm
- Delantal de color azul
- Delantal con pechera, cinta para el cuello y cordones traseros

FABRICACIÓN:

La fabricación y el envasado del producto tienen lugar en una sala limpia especial con ambiente controlado.

SALA BLANCA CON AMBIENTE CONTROLADO:

Clase ISO 8 – Norma UNI-EN ISO 14644-1.

Ambiente a temperatura y humedad constante. La presencia de carga bacteriana se mantiene controlada y en niveles bajos mediante sistemas especiales de ventilación y filtración.

EMBALAJE:

Delantales plegados individualmente y embalados en cajas de cartón.

ESTERILIZACIÓN:

Artículo no estéril.

CONTROL DE CALIDAD:

El sistema de calidad adoptado por la empresa ALLE cumple con la siguiente normativa: **EN ISO 13485**

Los controles se llevan a cabo en todas las etapas del procesamiento: entrada, producción, embalaje.

ALMACENAMIENTO:

- El almacenamiento se realiza dentro de las cajas de origen, en un ambiente cerrado y limpio, alejado de la luz solar.
- El envase de venta intacto es impermeable a fuentes de luz directa e indirecta.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO:

El producto enumerado en este documento, compuesto de tela no tejida (TNT), puede eliminarse como desecho no peligroso en instalaciones autorizadas, incluido un incinerador, en conformidad con la normativa vigente.

Sin embargo, si el producto está expuesto al contacto con los fluidos biológicos del paciente, debe tratarse y eliminarse como desecho hospitalario.

SIN LÁTEX NI FTALATOS:

- El producto no contiene látex de caucho natural (libre de látex).
- El producto no contiene ftalatos (sin PVC).
- El producto no contiene elementos (adhesivos, productos químicos, etc.) que puedan causar alergias o manifestaciones cutáneas.

ETIQUETADO:

Cada envase individual está provisto de una etiqueta interna visible a través del envoltorio transparente. Esta etiqueta está completa con toda la información necesaria para identificar el producto:

- nombre comercial del producto
- número de código del producto
- nombre del fabricante
- número de lote de producción
- fecha de caducidad
- símbolo de un solo uso
- lugar de fabricación
- marcado CE
- advertencias

Cada embalaje de transporte está provisto de una etiqueta adhesiva completa con toda la información necesaria para identificar el producto como se indicó anteriormente, y el nº de kits por paquete.

CND: T0207 (clasificación nacional de los productos sanitarios – emitida por el Ministero della Salute)

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO: Producto Sanitario de Clase I

TELA NO TEJIDA AZUL

Tela no tejida trenzada hecha de 100% de fibras de polipropileno, compuesta de fibras muy tejidas que permiten la libre circulación del aire. Es suave y tiene buena resistencia en seco y en mojado.

COLOR	Azul
GRAMAJE	54 g/m ² ± 5

