

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>		EP-0017
	LÍNEA CLÍNICA CLINIC LINE		Revisión: 01
			17.06.2025
			Página 1 de 1

1 PRODUCTO / <i>PRODUCT</i>
Ventura Stonic

2 MADESPA, S.A.	
Descripción / <i>Description</i>	Yeso para modelos / <i>Gypsum for models</i> -Alta resistencia a la abrasión / <i>High abrasion resistance</i> -Superficie sedosa y semibrillante / <i>Silky, semi gloss surface</i> -Precisión para modelos de prótesis removibles y antagonistas / <i>Accuracy in removable prosthesis and antagonists models</i> -El uso de vibrador no es necesario / <i>The use of vibrator is not necessary</i>
Norma / <i>Standard</i>	ISO 6873

3 PROPIEDADES / <i>PROPERTIES</i>	
Proporción / <i>Ratio</i> (Yeso / <i>Líquido activador</i>) / (<i>Gypsum/ activator liquid</i>)	130 g / 32 ml
Color / <i>Colour</i>	Blanco / <i>White</i>
Tiempo de trabajo / <i>Working time</i>	4'
Fraguado final (Vicat) / <i>Final setting (Vicat)</i>	8'-12'
Expansión de fraguado (2h) / <i>Setting expansion (2h)</i>	≤ 0,25 %
Resistencia a la compresión (1 h) / <i>Compression strength (1 h)</i>	25 - 35 MPa
Tiempo de extracción / <i>Extraction time</i>	15'

4 PRESENTACIÓN / <i>PRESENTATION</i>	
Presentación/ <i>Presentation</i>	Caja de cartón con 20 unidades / <i>Cardboard box of 20 units</i>
	Cada unidad está compuesta de tarrina de yeso y botella de líquido activador. / <i>Each unit consists of a pot of gypsum and a bottle of activator liquid.</i>

5 CADUCIDAD / <i>EXPIRY DATE</i>
3 años / <i>3 years</i>