



CERAS DENTALES
CERAS ESPECIALES

Plaça del Castell, 5 – baixos
Tel. 977 341 240 – Fax. 977 345 021
43201 Reus (Spain)

FICHA TECNICA

PRODUCTO: 25005001 cera de pegar en barras

USO: cera para pegar prótesis removible, es un material excelente para fijar dientes de resina a las paredes anteriores y para fijar estas paredes al modelo. También permite la óptima unión de placas de base y bloques oclusales.

FABRICANTE:

CERA REUS, S.A.
PLAZA DEL CASTELL, 5 BAJOS
CP 43201 REUS
ESPAÑA

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

- **FORMA DE BARRA:** 100mm de largo por 10mm de diámetro
- **COLOR:** amarillo natural
- **EMBALAJE:** estuche de 12 barras

COMPOSICIÓN QUÍMICA: mezcla de ceras y resinas

ESPECIFICACIÓN:

<i>TEST</i>	<i>MARGEN DE CONFORMIDAD</i>	<i>VALOR MEDIO</i>
TEST VISIBLE	ACEPTABLE / NO ACEPTABLE	CONFORME
PUNTO DE FUSIÓN	+ / - 3°C	68 °C

Reus, 10 marzo 2020