

**Cubrezapatos CPE para dispensador 107000**



Especificaciones técnicas

Creado por: José Ribeiro

Aprobado por: José Ribeiro

Data: 23/03/2021

Pág.: 1/2

**Cubrezapatos CPE para dispensador 107000**

Referencia	Descripción	Tamaño	Color	Cantidad.Cx.	Cantidad/Rec.
735001	Cubrezapatos CPE	Único	Azul	3360 pcs. (21 recarga/cx.)	160 pcs.

**Cubrezapatos CPE para dispensador 107000**

Especificaciones técnicas

Creado por: José Ribeiro

Aprobado por: José Ribeiro

Data: 23/03/2021

Pág.: 2/2

**Descripción**

Cubre zapatos de un solo uso fabricados en polietileno clorado (CPE) de baja densidad, 3,5 por pieza.

Cubre zapatos antideslizantes con elástico ajustable, lo que hace que se adapten fácilmente a cualquier tipo y talla de calzado

Especialmente diseñado, plegado y empaquetado en una caja de recarga para usar en el dispensador con la referencia 107000.

Están destinados a ser utilizados en el calzado de profesionales sanitarios, pacientes o visitantes, durante su circulación en hospitales y clínicas para minimizar el riesgo de infecciones y garantizar una protección higiénica adecuada.

Todos los componentes utilizados son libres de látex.

**Etiquetado y Embalaje**

Cubrezapatos suministrados en sistema interno de caja de cartón para uso en el dispensador (160 uds.) y en embalaje exterior de cartón ondulado (3360 unidades).

1 Caja: Peso bruto: 17kg/caja; Tamaño de caja: 81\*48\*62cm

Normas aplicables: EN 1041:2008 + A1:2013 y EN ISO 15223-1:2016.

**Almacenamiento**

Conservar en un lugar seco y protegido de la luz.

**Marcado CE**

De acuerdo con el Reglamento (UE) nº 2017/745, de 5 de abril, sobre productos sanitarios.

**Sistema de manejo de calidad**

OASIPOR - Medicalwear, S.A. está certificado por la referencia normativa ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016 a través de la Organismo de Certificación TÜV Rheinland.