

Sanifizer Surfaces



Sanifizer Surfaces es el desinfectante y limpiador hidroalcohólico para la desinfección y limpieza de todas las superficies de Productos Sanitarios no invasivos, salas, mobiliario y equipos. El amplio espectro de acción, la eficacia instantánea y el secado rápido sin necesidad de enjuague simplifican y aceleran los protocolos, mejorando su repetibilidad y estandarización. Su composición baja en alcohol (48 %) ofrece el equilibrio perfecto entre eficacia y seguridad, lo que permite reducir la dosis necesaria. Esto es posible gracias a la combinación de diferentes principios activos (alcohol y amonio cuaternario de cuarta generación) que, al interactuar en sinergia, garantizan una elevada eficacia en dosis bajas, protegiendo la seguridad de los usuarios que los utilizan a diario y las superficies tratadas contra la pérdida de brillo, el agrietamiento por estrés y el envejecimiento. Gracias a la boquilla espumadora, Sanifizer Surfaces disminuye la volatilidad del producto utilizado, para reducir la exposición de los usuarios y los desperdicios. Además, el gatillo pulverizador de espuma invertido también funciona invirtiendo la botella. Además, el gatillo pulverizador de espuma invertido también funciona invirtiendo la botella.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase IIa



Formato

Botella de 0,75 L con pulverizador de gatillo espumante



Duración

3 años



Principios activos

Amonio cuaternario de 4ª generación, alcohol 48 %



Espectro de acción

Bactericida, levuricida, micobactericida, viricida



Compatibilidad

Acero inoxidable, aluminio, zinc, cobre, polipropileno (PPE), PVC, poliestireno, teflón (PTFE) y policarbonatos



Envase

Caja de 12 botellas



Seguro

Atóxico, sin CMR (sustancias cancerígenas, mutágenas, reprotóxicas) ni sensibilizantes (perfumes, colorantes), garantiza la seguridad de los usuarios y la máxima compatibilidad con los materiales tratados.



Inmediato

Listo para usar gracias a la cómoda boquilla espumadora, llega a todas las superficies, se seca rápidamente y no necesita enjuague.



Respetuoso

Fabricado con materias primas de calidad farmacéutica y fórmulas innovadoras, reduce la dosis de alcohol necesaria manteniendo la eficacia, para un rendimiento, compatibilidad y seguridad superiores.