

**MESTRA®**

FICHA TECNICA


Referencia:	Ref. 070552	Foto: 
Denominación:	ESPEJOS PLANOS ROSCA CÓNICA Nº 5	
Normativa:	 93/2/CEE (Clase I)	
Fabricante:	TALLERES MESTRAITUA S.L. Txori-Erri Etorbidea, 60 Tfno. + 34 944530388 Fax + 34 944711725 mestra@mestra.es www.mestra.es 48150 SONDIKA – BILBAO ESPAÑA	

Descripción:

De muy alta calidad y con las correspondientes homologaciones.
De tipo plano con chasis de acero inoxidable.
Rosca cónica.
Se suministran en cajas de 12 unidades.

Características técnicas:

1. Permiten su esterilización en autoclaves. Soporta sin dificultad temperaturas superiores a los 300 °C.
2. Mantiene sus propiedades estables ante condiciones ambientales o de trabajo adversas.
3. El acabado superficial evita la presencia de microporos o resquicios donde se pueda acumular la suciedad.

Dimensiones:**Material:**

Vidrio y acero inoxidable.

Limpieza:

Esterilizable Sí

Resistente a los productos químicos y de limpieza de uso común en las clínicas.