

	FICHA TÉCNICA	TDS_122bd
	ÁCIDO GRABADOR	03/06/2019
	BESTDENT	V. 01

## FICHA TÉCNICA

<b>ÁCIDO GRABADOR AZUL BESTDENT</b>		
<b>REFERENCIA</b>	20490	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	J. Ripoll S.L. Rio Tiétar, 20 28119 Algete, Madrid (España)	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Gel de ácido grabador dental. Ácido fosfórico para uso por profesionales odontológicos.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Ácido fosfórico 37%, glicerol, sílice coloidal anhidra, polietilenglicol 5000, agua.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Color: Azul. Gel homogéneo. Viscosidad con un índice de penetrabilidad 300-430. Alta hidrosolubilidad.	
<b>ENVASE</b>	Envase conteniendo 4 jeringas de 1,2 g + 6 puntas de un solo uso.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Para aplicaciones dentales en clínicas dentales y hospitales por profesionales de la odontología. Grabador dental.	
<b>PRECAUCIONES</b>	Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	