



## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

**NOMBRE QUÍMICO/TECNICO:** Cemento de Fosfato de Zinc

**NOMBRE COMERCIAL:** Cemento de Zinc Mejorado Tipo I  
Polvo 32g + Líquido 15mL

**COMPOSICIÓN:**

- Óxido de Zinc
- Oxido de Magnesio
- Oxido de Bismuto
- Harina sílica
- Agente fluorado
- Fosfato de aluminio hidratado
- Ortofosfórico
- Agua bidestilada

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

Polvo amarillo pálido, homogéneo

Líquido amarillo pálido

**USO Y FUNCIÓN:**

- Para cementación de incrustaciones, coronas y bandas de ortodoncia.
- Si la cavidad es suficientemente profunda para comprometer la pulpa, es recomendable usar una capa de hidróxido de calcio antes de usar este cemento.

**PELIGROSIDAD:** Puede causar reacciones alérgicas leves.