

Resistencia, control y equilibrio perfectos

Cavex CA37

El estándar de oro absoluto

Un alginato firme, disponible en Fast y Normal Set. Cada día se hacen miles de impresiones en todo el mundo con este alginato universal, que también es adecuado para prótesis y técnica de alginato rígido.

Cavex ColorChange

Dimensionalmente estable durante 9 días

Este alginato de fraguado rápido, tiene un sistema de cambio de color funcional, es muy elástico, resistente a la rotura y cuenta con una impresionante reproducción de detalles de nada menos que 25 µm. Gracias a su inigualable equilibrio, este alginato único y moderno tiene una estabilidad dimensional de al menos 9 días.

Cavex Impressional

Asombrosamente elástico

Gracias a una inigualable combinación de una excepcional alta elasticidad, resistencia a la presión y reproducción de detalles (25 µm), Cavex Impressional es ideal para trabajar alrededor de estructuras metálicas y/o socavaduras fuertes. Este alginato está disponible en Fast Set y Normal Set.

Cavex Orthotrace

Desarrollado para cumplir las necesidades del especialista ortodóntico

Desarrollado para cumplir las necesidades del especialista ortodóntico. Gracias a un fraguado extra rápido y una consistencia firme, este alginato no se escurre hacia el fondo de la boca, por lo que no produce arcadas. La agradable combinación del color magenta y el olor a frutos rojos invita al paciente a morder en la impresión.



CAVEX YOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN



Ayudar a profesionales dentales y pacientes implica pensar en soluciones.

Por eso, en Cavex no solo nos centramos en productos individuales, sino en sistemas de alta calidad que le ofrecen una solución total. Obviamente, estos sistemas cumplen los más altos requisitos de calidad y fiabilidad. Y estamos orgullosos de que miles de profesionales en todo el mundo utilizan nuestros productos día tras día.

■ Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
Los Países Bajos.

T +31 (0)23 530 77 00
F +31 (0)23 535 64 82

dental@cavex.nl
www.cavex.nl




Alginatos de Cavex

Resistencia, control y equilibrio superiores




CAVEX YOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN



Estupenda resistencia a rotura

- Resistencia al desgarro: 2,5 x ISO/ADA como mínimo
- Puede verterse al menos dos veces
- No requiere retoques



Snap-set

- Tiempo de procesamiento previsible
- Fraguado completo en poco tiempo
- Mínima incomodidad para el paciente



5 años de caducidad

- Madurado hasta la perfección
- Materias primas de la mejor calidad
- Excelente estabilidad
- Impresiones perfectas durante cinco años

El sistema de alginato de Cavex

Cavex suministra un sistema equilibrado para hacer impresiones perfectas, limpieza del instrumental y desinfección de las impresiones. Este completo sistema no sólo simplifica el proceso de impresión, sino que también ofrece una calidad de impresión superior y máxima seguridad.

60 años de investigación y experiencia han dado como resultado materiales de impresión de alginato de calidad superior con una reputación mundial intachable. Cada día miles de profesionales dentales se benefician de la calidad y de las ventajas inigualables del sistema de alginato de Cavex.

¿Pero, por qué son los alginatos de Cavex tan buenos que dejan a la competencia tan atrás? Los materiales de impresión, y en particular los de alginato, son el negocio principal de Cavex y con esta competencia única y distintiva, Cavex aspira a la perfección absoluta.


Prestaciones y especificaciones de los alginatos de Cavex

	Cavex CA37	Cavex Impresional	Cavex ColorChange	Cavex Orthotrace	Cavex Cream Alginate
Contenido	500g.	500g.	500g.	500g.	500g.
Número de impresiones	aprox. 35	aprox. 38	aprox. 38	aprox. 35	aprox. 35
Consistencia	firme	muy elástico	elástico	firme	elástico
Estabilidad dimensional	2 días	2 días	9 días	2 días	2 días
Reproducción detallada	50µm	25 µm	25 µm	50 µm	5 µm
Color	rosa	azul	rosa claro	magenta	lila
Cambio de color	no	no	sí	no	no
Olor	menta	hierbabuena	menta	frutas rojas	chicle
Tipos de fraguado	FS & NS	FS & NS	FS	Extra FS	NS
Caducidad	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
Tiempo de mezclado en seg.	NS = 30 / FS = 30	NS = 30 / FS = 30	30	30	NS = 30 / FS = 20
Tiempo de fraguado en la boca en seg.	NS = 90 / FS = 60	NS = 90 / FS = 60	60	60	NS = 90 / FS = 60
Tiempo de fraguado total en seg.	NS = 210 / FS = 150	NS = 210 / FS = 150	150	130	NS = 210 / FS = 140

¡Visiblemente mejor!

Los alginatos de Cavex han superado con creces los criterios impuestos por organizaciones como ISO/ADA. Cavex ha establecido su propio estándar que se refleja en la marca de alginato de Cavex.

Alginatos de Cavex, los mejores en los test




NUEVO

Cavex Cream Alginate – para detalles excepcionales

El último miembro de la familia de alginatos Cavex es el Cavex Cream Alginate. Este moderno alginato es fácil de mezclar creando una excepcional sustancia lisa y cremosa.

Debido a su inigualable precisión, de nada menos que 5 micras, en combinación con las características propias del alginato Cavex, tales como la alta resistencia al desgarro, el rápido fraguado y una caducidad de 5 años, Cavex Cream Alginate se aproxima mucho a la calidad de la silicona. Este moderno alginato es, por supuesto, escaneable.



Accesorios

Cavex ImpreSafe

Sistema desinfectante para impresiones de alginato, silicona y poliéter. Elimina bacterias, virus y hongos en tan sólo 3 minutos. 100% seguro para todas las superficies de impresión.



Cavex GreenClean

Detergente eficaz para alginato y yeso. pH neutro y 100% biodegradable. Actúa rápidamente y es inocuo para cubetas metálicas. Olor fresco a limón.



Cavex Alginate Adhesive

Mejora la retención entre el alginato y la cubeta de impresión. Evita la deformación de la impresión. Se recomienda si se desea verter múltiples veces la impresión de alginato.



Cavex Alginate Container

Recipiente para alginato estanco a la humedad y al aire. Se puede abrir y cerrar con una mano.



Frasco dosificador de agua de Cavex

Fácil de dosificar. Al tener siempre agua a temperatura ambiente, el tiempo de fraguado es previsible.



Vaso de mezclado y espátula de Cavex

Vaso flexible y espátula de mezclado rígida. La combinación ideal para una pasta homogénea.

