

## FICHA TÉCNICA

<b>VASOS DAPPENS DE CRISTAL</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	2086	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	J.Ripoll S.L. c/ Río Tiètar 20 28110 Algete, Madrid	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Los dappens son unos recipientes de vidrio de uso dental. No estériles.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Fabricados en vidrio.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Tamaño: 35 x 35 x 35 mm	
<b>ENVASE</b>	Envases con 1 unidad.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Utilizados para mezclar materiales utilizados en la práctica dental.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Solamente para uso profesional dental. No estéril.	