

## Vala Fit



Nº espec: D 9.0306  
Dpto.: SM-PDI  
Fecha: 06.03.2007  
Página: 1 de 3

## Descripción general del producto

Vala Fit son baberos protectores de tejido absorbente con cobertura impermeable de polietileno y bolsa recolectora.

**Vala Fit Tape:** baberos protectores con áreas adhesivas para una mayor sujeción.

**Vala Fit Band:** baberos protectores con contorno redondeado en el cuello y cintas reforzadas para un ajuste óptimo.

## Aplicaciones e indicaciones

Protección de la ropa y de la ropa de cama contra el derramamiento de líquidos o la caída de comida.

## Presentaciones

Referencia	Presentación	Unidades / bolsa
992252	Vala Fit Band (2 capas)	100
992272	Vala Fit Band (1 capa)	150
992253	Vala Fit Tape (1 capa)	100

## Características del producto

### Composición

#### Vala Fit Band

Material absorbente: 100% celulosa, blanqueado sin cloro,  
1 o 2 capas

Film: Polietileno, color melocotón

## Vala Fit



Nº espec: D 9.0306  
Dpto.: SM-PDI  
Fecha: 06.03.2007  
Página: 2 de 3

### Vala Fit Tape

Material absorbente: 100% celulosa, blanqueado sin cloro,  
1 capa

Film: Polietileno, color melocotón.

## Características del producto

### Propiedades específicas de producto

Características	Vala Fit Band (1 capa / 2 capas)	Vala Fit Tape
Peso total [g]	mín. 6,6 / 14,0	mín. 8,0
Peso / área [g/m <sup>2</sup> ]	mín. 25,8 / 43,8	mín. 25,8
Dimensiones	Fit Band (1 capa / 2 capas)	Vala Fit Tape
Longitud total [mm]	500 / 700 ± 40	650 ± 40
Anchura total [mm]	380 ± 20	380 ± 20
Anchura de la bolsa [mm]	100 ± 40	100 ± 40

**Látex:** No contiene látex

## Etiquetado

Número de lote de 9 cifras (ejemplo):

<b>LOT</b>	X	XX	XX	XX	X
	Año	Día de producción	Turno	Número de máquina	Identificador de proveedor

---

## Vala Fit



Nº espec: D 9.0306  
Dpto.: SM-PDI  
Fecha: 06.03.2007  
Página: 3 de 3

## Acondicionamiento

Los baberos se envasan en bolsas de polietileno y en cajas de transporte conforme a normas SIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europalet.

**Condiciones de almacenamiento:** conservar en lugar fresco y seco.