

**MESTRA®**

# FICHA TECNICA

Referencia:	<b>Ref. 100005</b>	Foto:	
Denominación:	<b>MECHERO DE ALCOHOL TIPO BUFFALO</b>		
Normativa:	-		
Importador:	TALLERES MESTRAITUA S.L. Txori-Erri Etorbidea, 60 Tfno. + 34 944530388 Fax + 34 944711725 mestra@mestra.es www.mestra.es 48150 SONDIKA – BILBAO ESPAÑA		
Descripción:	<p>Ideal para dar un perfecto acabado superficial a los trabajos en cera y composite.</p> <p>Su particular llama y temperatura generan en estos materiales una textura que no puede conseguirse con otros sistemas.</p> <p>Se recarga con alcohol normal de quemar.</p>		
Dimensiones embalaje:	<p>Ancho: Ø 50 mm Alto: 141 mm Capacidad: 185 cc</p>		
Materiales:	<p>Envase plástico. Mecha algodón.</p>		