
















dimensions en mm *				Forets	Empreintes Lisses	Empreintes Rétentifs Petits Moyens Grands	Calcinaibles	Provisoires	PROV'INOX	Titane	PERM'INOX	Fibres de Verre	PEEK
cylindro-coniques - Cône Court	ϕ pointe	Longueur cône	ϕ cylindre	N° XS  bague rose 1 cercle		 XS RET 9,5  XS RET 11,0	 XS C		 XS PROV'INOX	 XS Ti			
	0,60	4,80	1,30	N° X1  bague jaune 1 cercle		 X1 RET 9,5  X1 RET 11,0  X1 RET 12,5	 X1 C		 X1 PROV'INOX	 X1 Ti			
	0,60	6,35	1,50	N° X2  bague bleue 2 cercles		 X2 RET 10,5  X2 RET 12,0  X2 RET 13,5	 X2 C		 X2 PROV'INOX	 X2 Ti			
cylindro-coniques - Cône Long													
	ϕ pointe	Longueur cône	ϕ cylindre	N° 1  bague blanche 1 cercle	 1 E	 1 RET 9,0  1 RET 10,5  1 RET 12,0	 1 C	 1 P		 1 Ti			
	0,60	8,85	1,85	N° 2  bague verte 2 cercles	 2 E	 2 RET 10,0  2 RET 11,5  2 RET 13,0	 2 C	 2 P		 2 Ti			
	0,80	8,85	2,05	N° 3  bague rouge	 3 E		 3 C	 3 P		 3 Ti			
	1,20	8,15	2,35										
Réassortiments :				Foret et mandrin à l'unité	Par 12	Par 12	Par 12	Par 12	Par 12	Par 6	Par 12	Par 6	Par 6

* dimensions moyennes pour chaque forme