


FICHA TÉCNICA

FRESERO DE PLÁSTICO PARA 18 FRESAS DE TURBINA Y 18 FRESAS DE CONTRA-ÁNGULO PROCLINIC		
REFERENCIA	2162	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	No clasificado como Producto Sanitario, según el Reglamento 2017/745 sobre los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Fresero de plástico para 18 fresas de turbina y 18 fresas de contra-ángulo.	
COMPOSICIÓN	Base: polipropileno con polvo de mármol. Tapa: poliestireno.	
CARACTERÍSTICAS	Fresero de plástico esterilizable, a excepción de la tapa que no es esterilizable en autoclave. La base resiste a los esterilizantes químicos.	
ENVASE	1 unidad	
USO PREVISTO	Para colocar y organizar las fresas, además de protegerlas del polvo y la contaminación.	
CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO	Conservar en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Proteger de la humedad.	

