


	FICHA TÉCNICA	TDS_111bd
	PUNTAS INTRAORALES AMARILLAS	10/Abr/18
	BESTDENT	Versión: 01

<b>PUNTAS INTRAORALES AMARILLAS BESTDENT</b>		
<b>REFERENCIA</b>	21671	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	Medistock Rue du Carreau 69960 Corbas , Francia	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Puntas intraorales son productos de uso en odontología para el dispensado de material en boca. Color amarillo.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Las puntas están fabricadas de polipropileno.	
<b>EMBALAJE</b>	Estuche conteniendo 100 unidades	
<b>CADUCIDAD</b>	Debido a las características del producto, no tienen fecha prevista de caducidad.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Puntas para unir a un cartucho de resina o a un producto de reconstrucción o impresión dental para mezclar o aplicar estos productos.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Solamente para uso profesional dental. Producto no estéril. Producto de un solo uso. No usar si el envase está dañado.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

	TECHNICAL DATA SHEET	TDS_111bd
	YELLOW INTRAORAL TIPS	10/Apr/18
	BESTDENT	Version: 01

<b>BESTDENT YELLOW INTRAORAL TIPS</b>		
<b>REFERENCE</b>	21671	
<b>MANUFACTURER / RESPONSIBLE</b>	Medistock Rue du Carreau 69960 Corbas , Francia	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device, Class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.	
<b>DESCRIPTION</b>	Intraoral tips are products for professional dental use intended for intraoral dispensing of materials. Yellow colour.	
<b>SPECIFICACIONES</b>	The tips are made of polypropylene	
<b>PACKAGING</b>	100 units	
<b>SHELF LIFE</b>	Due to the characteristics of the product, no specific shelf-life is defined	
<b>INTENDED USE</b>	Tips for attaching to a resin cartridge or dental reconstruction or impression product for mixing or applying these products.	
<b>SAFETY INFORMATION</b>	For professional dental use only. Non-sterile product. For single use only. Do not use if package is damaged.	
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	

	SCHEDA TECNICA PRODOTTO	TDS_111bd
	YELLOW INTRAORAL TIPS	10/Apr/18
	BESTDENT	Versione: 01

<b>BESTDENT PUNTE INTRAORALI</b>		
<b>CODICE ARTICOLO</b>	21671	
<b>PRODOTTO DA</b>	Medistock Rue du Carreau 69960 Corbas , Francia	
<b>NOTE TECNICHE</b>	Dispositivo Medico Classe I conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.	
<b>DESCRIZIONE</b>	Dispositivi destinati all'applicazione intraorale di diversi materiali. Colore giallo.	
<b>MATERIALE DI PRODUZIONE</b>	Le punte sono realizzate in polipropilene.	
<b>IMBALLAGGIO</b>	100 unità	
<b>DATA DI SCADENZA</b>	A causa delle caratteristiche del prodotto, non ha una scadenza specifica.	
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Punte da attaccare a una cartuccia di resina per miscelare o applicare prodotti di ricostruzione dentale.	
<b>INFORMAZIONE DI SICUREZZA</b>	Prodotto destinato esclusivamente all'uso professionale dentale. Prodotto non sterile. Non riutilizzare - Monouso. Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.	
<b>STOCCAGGIO</b>	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.	