


REFERENCIA	16100732	CÓDIGO EAN	842965902071
PRODUCTO	21918 - Paño quirúrgico (IS) 75x100cm		

COMPONENTES

<p>21918 - Paño quirúrgico (IS) 75x100cm</p> <p>Paño desechable confeccionado en tela sin tejer compuesto de dos capas, que lo hacen impermeable y absorbente.</p> <p>Ancho 75cm; Largo 100cm.</p> <p>- Tejido IS (56 g/m²) : PP 30g laminado PE 25μ.</p>	
---	--

PRESENTACIÓN

Unidades embalaje 70

Presentación Estéril por óxido de Etileno

Alta 26/02/20213

Revisión 3/06/2021

NORMATIVA

Todos los productos de CARDIVAIS disponen de marcado CE, cumpliendo con la Directiva Europea 93/42/CE relativa a productos sanitarios.

CARDIVAIS tiene implantado y certificado un sistema de gestión de calidad y medio ambiente acorde a las normas ISO 9001; ISO 13485 e ISO 14001.

Los tejidos utilizados en la fabricación de los productos de cobertura quirúrgica cumplen requisitos de la norma UNE EN-13795-1.