


REFERENCIA	16101232	CÓDIGO EAN	842965902072
PRODUCTO	Paño quirúrgico (IS) 100x150cm		

## COMPONENTES

<p><b>Paño quirúrgico (IS) 100x150cm</b></p> <p>Paño desechable confeccionado en tela sin tejer compuesto de dos capas, que lo hacen impermeable y absorbente.</p> <p>Ancho: 100cm; Largo: 150cm.</p> <p>- Tejido IS (56 g/m<sup>2</sup>): PP 30g laminado con PE 25μ.</p>	
--	---

## PRESENTACIÓN

Unidades embalaje 30

Presentación Estéril por óxido de Etileno

Alta 26/02/2013

Revisión 6/06/2022

## NORMATIVA

Todos los productos de CARDIVAIS disponen de marcado CE, cumpliendo con la Directiva Europea 93/42/CE relativa a productos sanitarios.

CARDIVAIS tiene implantado y certificado un sistema de gestión de calidad y medio ambiente acorde a las normas ISO 9001; ISO 13485 e ISO 14001.

Los tejidos utilizados en la fabricación de los productos de cobertura quirúrgica cumplen requisitos de la norma UNE EN-13795-1.