

REFERENCIA	16113501	CÓDIGO EAN	842965902064
PRODUCTO	21920 - Set cirugía Doctor/asistente		

COMPONENTES

- 1 Guantes quirúrgicos con polvo talla 6,5 (par)
- 1 Guantes quirúrgicos con polvo talla 7 (par)
- 1 Paño envoltorio (SMS) 60x60cm
- 1 Bata quirúrgica estándar (SMMMS) "M" + 2 Toallas celulosa 30x34cm
- 1 Gorro cirujano pp.cintas
- 1 Mascarilla quirúrgica con elásticos
- 2 Calza (Suela antideslizante) 40gr Azul

PRESENTACIÓN

Unidades embalaje 18

Presentación Estéril por óxido de Etileno

Alta 25/02/2013

Revisión 7/08/2020

NORMATIVA

Todos los productos de CARDIV AIS disponen de marcado CE, cumpliendo con la Directiva Europea 93/42/CE relativa a productos sanitarios.

CARDIV AIS tiene implantado y certificado un sistema de gestión de calidad y medio ambiente acorde a las normas ISO 9001; ISO 13485 e ISO 14001.

Los tejidos utilizados en la fabricación de los productos de cobertura quirúrgica cumplen requisitos de la norma UNE EN-13795-1.

COMPOSICIÓN

1 Guantes quirúrgicos con polvo talla 6,5 (par)

- Látex de goma natural.




1 Guantes quirúrgicos con polvo talla 7 (par)

- Látex de goma natural.

1 Paño envoltorio (SMS) 60x60cm

Ancho 60cm; Largo 60cm.

- Tejido SMS (45 g/m²): Polipropileno formado por tres capas (Spunbonded-Metblown-Spundoned).



1 Bata quirúrgica estándar (SMMMS) "M" + 2 Toallas celulosa 30x34cm

Ancho pecho: 63,5cm; Ancho bajo: 144cm; Largo manga: 54cm; Largo total: 127cm; Longitud puño: 9cm.


- Tejido SMMMS (43 g/m²): Polipropileno formado por 5 capas (Spunbonded-Meltblown-Meltblown-Meltblown-Spunbonded) de excelente uniformidad.



1 Gorro cirujano pp.cintas

Largo banda 61cm; Ancho banda 11cm; Largo de tapa 23,5cm; Ancho de tapa 16cm.


- 100% polipropileno tipo spunbonded 20 g.



1 Mascarilla quirúrgica con elásticos

Medida del elástico 18,5cm; Largo mascarilla 17,5cm; Ancho mascarilla 9,5cm.
(Rango de tolerancia +/-0.5cm)

- Cumple con la norma UNE-EN ISO 14683:2020.
- Clasificación: Tipo IIR
- Requisitos de funcionamiento:
- Eficacia de filtración bacteriana (BFE): $\geq 98\%$
- Presión diferencial: $< 60 \text{ Pa/cm}^2$
- Resistencia a las salpicaduras: $\geq 16 \text{ KPa}$
- Limpieza microbiana $\leq 30 \text{ ufc/g}$



2 Calza (Suela antideslizante) 40gr Azul

Elástico relajado 11cm; Elástico Máximo estiramiento 35cm; Altura 15cm; Largo 40cm.

- Polipropileno 100% 40 g/m².



CONFIDENCIAL