

<b>REFERENCIA</b>	<input type="text" value="12261531"/>	<b>EAN</b>	<input type="text" value="8429659020986"/>
<b>PRODUCTO</b>	<input type="text" value="Bata Protectora con puños PP. 30 gr."/>		

## CARACTERÍSTICAS

### DESCRIPCIÓN

Bata protectora de tela sin tejer, abierta por detrás. Con cintas para ajustársela al cuello y cinturón cosido delante de la cintura. Con elásticos en los puños. Talla única.

### COMPOSICIÓN

Tela sin tejer polipropileno 100% de 30 g/m<sup>2</sup>. Puños 100% algodón

### DIMENSIONES

Largo total..... 110 cm +/- 3%  
 Ancho total.....130 cm +/- 4%  
 Largo de manga.....56 cm +/- 3%  
 Longitud puño..... 6 +/-1 cm

### DISEÑO



### COLOR

## PRESENTACIÓN

<b>Unidades embalaje</b>	<input type="text" value="50"/>	<b>Presentación</b>	<input type="text" value="Estéril por óxido de etileno"/>
--------------------------	---------------------------------	---------------------	---

## NORMATIVA

Todos los productos de Cardiva Integral Solutions disponen del marcado CE, cumpliendo con la Directiva Europea 93/42/CEE relativa a productos sanitarios y RD 1591/2009.

Cardiva Integral Solutions tiene implantado un sistema de gestión de calidad y medio ambiente acorde a las normas ISO 9001, EN-ISO 13485 e ISO 14001.

Alta

Revisión