

FICHA TÉCNICA

PLANCHAS CLEAR BESTDENT		
REFERENCIAS	▪ 21924: 1,0 mm ▪ 21925: 1,5 mm ▪ 21926: 2,0 mm	
FABRICANTE / RESPONSABLE	J. Ripoll, S.L. Río Tiétar 20, Pol Ind. El Nogal 28110 Algete Madrid (Spain)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Planchas de copoliéster termoplástico de uso por los profesionales dentales. Ofrecen una alta resistencia a los impactos, son compatibles con el uso alimentario y son totalmente reciclables.	
COMPOSICIÓN	Polietilenteraftalato glicol extruido.	
ESPECIFICACIONES	Aptas para uso alimentario. No contienen látex. Son totalmente transparentes y con gran brillo. • Planchas Clear 1,0 mm: 13x13 cm, 1,0 mm de grosor. • Planchas Clear 1,5 mm: 13x13 cm, 1,5 mm de grosor. • Planchas Clear 2,0 mm: 13x13 cm, 2,0 mm de grosor.	
ENVASE	Envases conteniendo 25 unidades.	
VIDA ÚTIL	2 años desde la fecha de fabricación.	
FINALIDAD PREVISTA	Productos de uso en odontología para realizar adaptaciones a medida por parte de los laboratorios dentales.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. Producto no estéril. No se considera un producto peligroso para la salud humana ni para el medio.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT CLEAR SHEETS		
REFERENCES	▪ 21924: 1,0 mm ▪ 21925: 1,5 mm ▪ 21926: 2,0 mm	
MANUFACTURER	J. Ripoll, S.L. Río Tiétar 20, Pol Ind. El Nogal 28110 Algete Madrid (Spain)	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745.	
DESCRIPTION	Thermoplastic polyester sheets for professional dental use only. They offer high resistance to impacts and are compatible with food contact. Totally recyclable.	
COMPOSITION	Made of extruded polyethylene terephthalate glycol.	
SPECIFICATIONS	Suitable for food contact. The sheets do not contain latex, are transparent and shine. • Clear Sheets 1,0 mm: size: 13x13 cm; thickness: 1,0 mm • Clear Sheets 1,5 mm: size: 13x13 cm, thickness: 1,5 mm • Clear Sheets 2,0 mm: size: 13x13 cm, thickness: 2,0 mm	
PACKAGING	Package containing 25 pieces.	
SHELF LIFE	2 years from the date of manufacture.	
INTENDED USE	Clear Sheets are plastic sheets for dental use for the preparation of tailor-made adaptations by dental laboratories.	
SAFETY INFORMATION	For professional dental use only. Non-sterile product. It is not considered a dangerous product for health or the environment.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	