

REFERENCIA	16113506	CÓDIGO EAN	842965902555
PRODUCTO	Set Dental Plus		

## COMPONENTES

<p>1 Paño envoltorio (SMS) 60x60cm          3 Bata protectora p.p. 28/30 grs.con puños. No estéril.          3 Mascarilla quirúrgica con cintas          3 Gorro enfermera pp. circular verde          1 Paño quirúrgico (IS) 50x50cm          1 Paño quirúrgico fenestrado (IS) 50x60cm (ab. Ø 8cm)          3 Paño quirúrgico (IS) 75x90cm</p>	
--	--

## PRESENTACIÓN

Unidades embalaje 12

Presentación Estéril por óxido de Etileno

Alta 19/06/2015

Revisión 14/01/2016

## NORMATIVA

Todos los productos de CARDIVAIS disponen de marcado CE, cumpliendo con la Directiva Europea 93/42/CE relativa a productos sanitarios.

CARDIVAIS tiene implantado y certificado un sistema de gestión de calidad y medio ambiente acorde a las normas ISO 9001; ISO 13485 e ISO 14001.


Los tejidos utilizados en la fabricación de los productos de cobertura quirúrgica cumplen requisitos de la norma UNE EN-13795-1.

## COMPOSICIÓN

1 Paño envoltorio (SMS) 60x60cm

Ancho 60cm; Largo 60cm.


- Tejido SMS (45 g/m<sup>2</sup>): Polipropileno formado por tres capas (Spunbonded-Metblown-Spundoned).



3 Bata protectora p.p. 28/30 grs.con puños. No estéril.

Largo 116cm; Ancho 142cm; Mangas 56cm; Puños 6cm.


- Tela sin tejer polipropileno 100% de 28/30 g/m<sup>2</sup>.
- Puños: poliéster.



3 Mascarilla quirúrgica con cintas

Medida de las cintas 42cm; Largo mascarilla 17.5cm; Ancho mascarilla 9,5cm.


- Cumple con la norma UNE-EN ISO 14683:2020.
- Clasificación: Tipo IIR
- Requisitos de funcionamiento:
- Eficacia de filtración bacteriana (BFE):  $\geq 98\%$
- Presión diferencial:  $< 60 \text{ Pa/cm}^2$
- Resistencia a las salpicaduras:  $\geq 16 \text{ KPa}$
- Limpieza microbiana  $\leq 30 \text{ ufc/g}$



3 Gorro enfermera pp. circular verde

Embocadura a máximo estiramiento 50cm; Elástico relajado 20cm; Largo 35cm.


- Polipropileno 100% tipo spunbonded 14 g.



**1 Paño quirúrgico (IS) 50x50cm**


Largo: 50cm; Ancho: 50cm.

- Tejido IS (56 g/m<sup>2</sup>): PP 30g laminado con PE 25μ.

**1 Paño quirúrgico fenestrado (IS) 50x60cm (ab. Ø 8cm)**

Ancho: 50cm; Largo: 60cm; Fenestra: Ø 8cm. Adhesivo 14x12 cm.

- Tejido IS (56 g/m<sup>2</sup>): PP 30g laminado con PE 25μ.

**3 Paño quirúrgico (IS) 75x90cm**

Ancho: 75cm; Largo: 90cm.

- Tejido IS (56 g/m<sup>2</sup>): PP 30g laminado PE 25μ.

