


REFERENCIA	16110002	CÓDIGO EAN	842965900920
PRODUCTO	Set Universal (IS)		

COMPONENTES

<ul style="list-style-type: none">1 Cubremesa quirúrgico (PR) 150x200cm4 Toalla celulosa 30x34cm1 Cinta adhesiva 9x51cm2 Paño quirúrgico con adhesivo (IS) 90x75cm1 Sábana quirúrgica con adhesivo (IS) 175x175cm1 Sábana quirúrgica con adhesivo (IS) 240x150cm	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

PRESENTACIÓN

Unidades embalaje 14

Presentación Estéril por óxido de Etileno

Alta 1/01/2000

Revisión 6/07/2015

NORMATIVA

Todos los productos de CARDIVAIS disponen de marcado CE, cumpliendo con la Directiva Europea 93/42/CE relativa a productos sanitarios.

CARDIVAIS tiene implantado y certificado un sistema de gestión de calidad y medio ambiente acorde a las normas ISO 9001; ISO 13485 e ISO 14001.


Los tejidos utilizados en la fabricación de los productos de cobertura quirúrgica cumplen requisitos de la norma UNE EN-13795-1.

COMPOSICIÓN

1 Cubremesa quirúrgico (PR) 150x200cm

Ancho 150cm; Largo 200cm; Absorbente central 75cm.

- Tejido PR (80 g/m²): PP 30g laminado parcial, PE 50μ.



4 Toalla celulosa 30x34cm

Ancho: 30cm; Largo: 34cm

- 100% Pulpa de celulosa prensada de aproximadamente 60 g/m².



1 Cinta adhesiva 9x51cm

Ancho: 9cm; Largo: 51cm.

- Spunlace hidrófugo extensible azul (60 g/m²)




2 Paño quirúrgico con adhesivo (IS) 90x75cm

Ancho: 90cm; Largo: 75cm. Adhesivo: 5cm.

- Tejido IS (56 g/m²): PP 30g laminado, PE 25μ.


- Adhesivo hipoalergénico



1 Sábana quirúrgica con adhesivo (IS) 175x175cm


Ancho: 175cm; Largo: 175cm; Adhesivo: 90x5cm.

- Tejido IS (56 g/m²): PP 30g laminado, PE 25μ.
- Adhesivo hipoalergénico

**1 Sábana quirúrgica con adhesivo (IS) 240x150cm**

Ancho (lado adhesivo): 240cm; Largo: 150cm; Adhesivo: 90x5cm

- Tejido IS (56 g/m²): PP 30g laminado, PE 25μ.
- Adhesivo hipoalergénico



CONFIDENCIAL