

REFERENCIA	16113507	CÓDIGO EAN	842965902843
PRODUCTO	Set Dental TEARDROP		

COMPONENTES

<ul style="list-style-type: none"> 1 Paño envoltorio (SMS) 60x60cm 2 Gorro enfermera pp. circular verde 2 Mascarilla quirúrgica con elásticos 2 Bata protectora p.p. 28/30 grs.con puños. No estéril. 1 Paño quirúrgico (IS) 50x50cm 2 Paño quirúrgico (IS) 75x90cm 1 Paño quirúrgico fenestrado (IS) 50cm x 60cm TEARDROP 	
---	--

PRESENTACIÓN

Unidades embalaje 20

Presentación Estéril por óxido de Etileno

Alta 11/04/2016

Revisión 16/05/2016

NORMATIVA

Todos los productos de CARDIVAIS disponen de marcado CE, cumpliendo con la Directiva Europea 93/42/CE relativa a productos sanitarios.

CARDIVAIS tiene implantado y certificado un sistema de gestión de calidad y medio ambiente acorde a las normas ISO 9001; ISO 13485 e ISO 14001.


Los tejidos utilizados en la fabricación de los productos de cobertura quirúrgica cumplen requisitos de la norma UNE EN-13795-1.

COMPOSICIÓN

1 Paño envoltorio (SMS) 60x60cm

Ancho 60cm; Largo 60cm.


- Tejido SMS (45 g/m²): Polipropileno formado por tres capas (Spunbonded-Metblown-Spundoned).



2 Gorro enfermera pp. circular verde

Embocadura a máximo estiramiento 50cm; Elástico relajado 20cm; Largo 35cm.


- Polipropileno 100% tipo spunbonded 14 g.



2 Mascarilla quirúrgica con elásticos

Medida del elástico 18,5cm; Largo mascarilla 17,5cm; Ancho mascarilla 9,5cm.
(Rango de tolerancia +/-0.5cm)

- Cumple con la norma UNE-EN ISO 14683:2020.
- Clasificación: Tipo IIR
- Requisitos de funcionamiento:
- Eficacia de filtración bacteriana (BFE): $\geq 98\%$
- Presión diferencial: $< 60 \text{ Pa/cm}^2$
- Resistencia a las salpicaduras: $\geq 16 \text{ KPa}$
- Limpieza microbiana $\leq 30 \text{ ufc/g}$



2 Bata protectora p.p. 28/30 grs.con puños. No estéril.

Largo 116cm; Ancho 142cm; Mangas 56cm; Puños 6cm.


- Tela sin tejer polipropileno 100% de 28/30 g/m².
- Puños: poliéster.



1 Paño quirúrgico (IS) 50x50cm


Largo: 50cm; Ancho: 50cm.

- Tejido IS (56 g/m²): PP 30g laminado con PE 25μ.

**2 Paño quirúrgico (IS) 75x90cm**

Ancho: 75cm; Largo: 90cm.

- Tejido IS (56 g/m²): PP 30g laminado PE 25μ.

**1 Paño quirúrgico fenestrado (IS) 50cm x 60cm TEARDROP**

Ancho 50cm; Largo 60cm; Fenestra lágrima: Diámetro 8cm, Largo 12cm.

- Tejido IS (56 g/m²): PP 30g laminado con PE 25μ.

