

REFERENCIA	16109517	CÓDIGO EAN	842965902847
PRODUCTO	Paño quirúrgico fenestrado (IS) 50cm x 60cm TEARDROP		

COMPONENTES

<p>Paño quirúrgico fenestrado (IS) 50cm x 60cm TEARDROP</p> <p>Paño desechable con fenestra en forma de lágrima de 8cm, con adhesivo (14x18cm), confeccionado en tela sin tejer compuesta de dos capas, que lo hacen impermeable y absorbente.</p> <p>Ancho 50cm; Largo 60cm; Fenestra lágrima: Diametro 8cm, Largo 12cm.</p> <p>- Tejido IS (56 g/m²): PP 30g laminado con PE 25μ.</p>	
---	---

PRESENTACIÓN

Unidades embalaje 240

Presentación Estéril por óxido de Etileno

Alta 5/04/2016

Revisión 17/06/2016

NORMATIVA

Todos los productos de CARDIVAIS disponen de marcado CE, cumpliendo con la Directiva Europea 93/42/CE relativa a productos sanitarios.

CARDIVAIS tiene implantado y certificado un sistema de gestión de calidad y medio ambiente acorde a las normas ISO 9001; ISO 13485 e ISO 14001.

Los tejidos utilizados en la fabricación de los productos de cobertura quirúrgica cumplen requisitos de la norma UNE EN-13795-1.