


REFERENCIA	16100202	CÓDIGO EAN	842965900445
PRODUCTO	Paño quirúrgico (IS) 50x50cm		

COMPONENTES

<p>Paño quirúrgico (IS) 50x50cm</p> <p>Paño desechable confeccionado en tela sin tejer compuesto de dos capas, que lo hacen impermeable y absorbente.</p> <p>Largo: 50cm; Ancho: 50cm.</p> <p>- Tejido IS (56 g/m²): PP 30g laminado con PE 25μ.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

PRESENTACIÓN

Unidades embalaje 260

Presentación Estéril por óxido de Etileno

Alta 1/01/2000

Revisión 8/04/2022

NORMATIVA

Todos los productos de CARDIVAIS disponen de marcado CE, cumpliendo con la Directiva Europea 93/42/CE relativa a productos sanitarios.

CARDIVAIS tiene implantado y certificado un sistema de gestión de calidad y medio ambiente acorde a las normas ISO 9001; ISO 13485 e ISO 14001.

Los tejidos utilizados en la fabricación de los productos de cobertura quirúrgica cumplen requisitos de la norma UNE EN-13795-1.