


FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	ERGONOM X	
REFERENCIA	2206	
FABRICANTE / RESPONSABLE	DENTAL FILM S.r.l. Via Verga, 30 10036 settimo Torinese, TO - Italia	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Radiografías auto-revelables para diagnosis inmediata.	
ESPECIFICACIONES	Película radiográfica intraoral autorrevelable sin necesidad de cámara oscura ni preparación de líquidos.	
EMBALAJE	Caja 50 unidades.	
CADUCIDAD	Ver caja.	
FINALIDAD	El producto consiste en una película de rayos X instantánea radiográfica, que contiene una solución monobath necesaria para el revelado y la fijación de la imagen impresa en la película después de la exposición a los rayos X.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Contacto accidental del líquido con la piel: Lavar con abundante agua. En caso de piel alérgica buscar atención médica.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Conservar protegido de la luz, a temperaturas entre +10°C y +24°C en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y/o fuego. De ser posible, guárdelo en recipientes antiderrame para evitar fugas.	
MSDS	No Aplica	
COMPOSICIÓN	En cada dispositivo individual hay en una cantidad de aproximadamente 3 ml de solución monobath y se envasa en un	

FICHA TÉCNICA

	Bolsa especial que, durante el revelado, permite la realización de radiografías y su fijación. Todos los embalajes son de material plástico inerte (polipropileno, PET, PVC sin plastificantes SVHC).
--	---

- Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.