


Cliente	PROCLINIC	Ref. Cliente	2247
Descripción Cliente	BANDEJAS DESECHABLES GRANDES (400u.)		

PRODUCTO

Largo (mm)	194
Ancho (mm)	294
Fondo (mm)	15
Peso neto (gr) ± 5%	15,8


MATERIAL

Código	Denominación	Color
C01OP016660	R-PET	Blanco
Ancho x Espesor	Proveedores homologados	
660x0,16MM	PET-TERMOEX (QeP)	

Caja								
ref.	Impresa / Anónima	Bolsa (S/N)	Ancho	Largo	Alto	Cantidad x caja	Peso neto caja (Kg)	Peso bruto caja (Kg)
CEM14	Impresa	S	400	295	110	400	6,32	6,569

Posición en la caja 2 filas

EMBALAJE

Palet								
ref.	Medidas base	Cajas por piso	Pisos	Cajas x palet	Cantidad x palet	Altura (cm)	Peso nt palet	Peso bt palet
EUR nuevo	800x1200	18	5	96	38400	570	606,72	650,624

6 encima

Muestras a revisar
8

Periodicidad
2h

Otra información
2 muestras por figura

CONTROL DE CALIDAD

Puntos de control		NCA
Color diferente al homologado		0%
Centraje		0%
Sin roturas en pestañas		0%
Sin arrugas en cavidades o pestañas		0%
Dureza del fondo acorde a muestra		0%