

**Codice Articolo –  
Ref.:**

**2903E-BA155 ; 2903E-BT155 ; 2903E-TA155 ; 2903E-TT155**

**Code**

Cannule aspirasaliva monouso con cappuccio morbido e punta  
rimovibile – Total Comfort

(155 mm)

*Soft-tip saliva ejector with removable tip – Total Comfort*

**Descrizione**

**Product Description**

2903E-BA155	tubo bianco - punta blu white tube – blue tip
2903E-BT155	tubo bianco - punta trasparente white tube – transparent tip
2903E-TA155	tubo trasparente - punta blu transparent tube – blue tip
2903E-TT155	tubo trasparente – punta trasparente transparent tube – transparent tip

**Dimensione**

**Dimensions**

Diametro esterno / <i>Outer diameter</i>	6.5 mm ± 0.1 mm
Diametro interno / <i>Internal diameter</i>	4.4 mm ± 0.1 mm

**Materiale di  
produzione**

**Manufacture**

Cannula realizzata in PVC con armatura in ferro bronzata  
(filo „affogato“ dritto su un lato della circonferenza);  
cappuccio forato, in PVC

*PVC tube with reinforcement in coppered iron (wire embedded in  
the body of the cannula along its entire length)  
with tip in PVC*

**Note tecniche**

**Technical notes**

Dispositivo Medico Classe IIa.  
Direttiva Europea 93/42/CEE e successiva modifica  
2007/47/CE

*Medical Device Class IIa.  
European Directive 93/42/CEE and subsequent modification  
2007/47/CE*

**Sterilizzazione  
& Durata**

Prodotto monouso NON STERILE.  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization  
& Duration**

*They are disposable NON-STERILE devices.  
For more informations see „Reprocessing Tools“*

**Confezionamento**

Il prodotto è confezionato in buste in LDPE da 100 pezzi.  
I sacchetti sono a loro volta posti in cartoni  
da 1000 pezzi

**Packages**

*The product is packaged (usage package)  
in LDPE bags of 100 pieces.  
The bags are contained in boxes of 1000 pieces*

**Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di  
calore

**Storage**

*Keep the product in a dry and clean place, away from heat  
sources*

**Prodotto da**

Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)

**Produced by**