

Bluephase® G4

La lámpara de fotopolimerización

Polyvision®
INSIDE 

Con
asistente inteligente
de **fotopolimerización**

Estética
Eficiente


ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Fotopolimerización inteligente sin preocupaciones

La tecnología patentada Polyvision es su asistente personal a la hora de fotopolimerizar materiales dentales.

Este sistema de asistencia automática le ayuda a lograr resultados de polimerización confiables. La lámpara de fotopolimerización detecta automáticamente el movimiento de la pieza de mano durante el procedimiento de fotopolimerización. Alerta al usuario de la operación incorrecta mediante una vibración y prolonga automáticamente el tiempo de exposición un 10 %, si es necesario. Si el movimiento puede impedir que el material se polimerice correctamente, la lámpara interrumpirá automáticamente el ciclo de exposición para que pueda repetirse. Bluephase G4 viene provista de una protección antideslumbrante activa para evitar que la luz se active en espacios abiertos.

Ventajas adicionales:

Rendimiento de polimerización

fiable para todos los materiales fotopolimerizables gracias al LED polywave

Polimerización en un tiempo muy corto

(desde tan solo 10 segundos) gracias a la alta intensidad de 1.200 mW/cm²

Conducto de luz de 10 mm de

ancho para procedimientos de polimerización de una sola exposición que ahorran tiempo

Programa de

prepolimerización adicional

para la eliminación del exceso de cemento



Batería con tecnología Contactless

Delivery forms

691258

Bluephase G4

691257

Bluephase G4 with Click & Cure and integrated radiometer

Emisión de luz de
rendimiento homogéneo

Pantalla retroiluminada
para una óptima higiene

Asistente de fotopolimerización **Polyvision®**

