

## FICHA TÉCNICA

HELIOSEAL F PLUS CAVIFIL		
REFERENCIA	23852	
FABRICANTE	Ivoclar Vivadent AG Bendererstrasse 2 FL-9494 Schaan, Liechtenstein	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario clase IIa, según el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Sellador de fisuras fotopolimerizable, en color blanco y con liberación de flúor.	
COMPOSICIÓN	Dimetacrilato de uretano, 2-metacrililoiloxietil fosfato, uretano dimetacrilato alifático aromático.	
CARACTERÍSTICAS	Óptimas propiedades de fluidez y es fácil de distribuir en superficies intrincadas, incluso en la mandíbula superior. El sellado marginal hermético que se produce brinda protección contra las bacterias cariogénicas	
ENVASE	Envase conteniendo 50 monodosis x 0,1 g	
FINALIDAD PREVISTA	Utilizado para sellar fosas, fisuras y diminutas cavidades de los dientes.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. No aplicar en caso de alergia conocida a cualquiera de los componentes, o bien si no se puede aislar perfectamente el campo de trabajo.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	