

BEAUTIFUL RETRACTION

RetraXil®

Starter Pack

Astringierende Retraktionspaste
Astringent retraction paste

KULZER

MITSUI CHEMICALS GROUP

RetraXil®

Exposición del surco gingival extraordinaria – aplicación mínimamente invasiva

RetraXil® es una pasta de retracción astringente para el desplazamiento temporal del margen gingival y el secado del surco. RetraXil® garantiza un surco gingival y márgenes de preparación expuestos y sin fluidos:

- » Aplicación mínimamente invasiva.
- » Campo visual muy cómodo gracias al elevado contraste del color azul.
- » Jeringa estable multidosis.
- » Excelente viscosidad: no se riza, no se desgarra, no se pega.
- » Compatible con técnicas de impresión convencionales y digitales.

Salud oral en buenas manos

**KULZER**

MITSUI CHEMICALS GROUP

RetraXil® – Pasta de Retracción Astringente

Excelente manejo y seguridad

Aplicación segura

- Sin riesgo de sobredosis sistémica.
- El elevado contraste del color azul sobre la encía y el diente permite un campo de trabajo muy cómodo y un mejor control en el aclarado.
- El exclusivo dispositivo de ayuda al enrosque permite la fijación y extracción segura de la cánula.

Excelente manejo

- La cánula ultra fina permite un mejor acceso al surco y a zonas interproximales.
- Compatible con técnicas de impresión analógicas y digitales.

Eficiente. Ahorro de tiempo

- Menos pasos de trabajo comparado con la técnica de hilo retractor.

Los dentistas opinan de RetraXil®...

"Excelente incorporación al mercado, me encanta el producto. Sin lugar a dudas, lo incluiré en mi procedimiento habitual."

"Estoy muy satisfecho con la consistencia de la pasta. Es fácil de enjuagar, no deja residuos y el surco permanece seco."

"Prefiero RetraXil® frente a otros productos astringentes en PLT, ya que es más fácil de usar y no deja residuos."

Basado en una encuesta realizada en diferentes países.



RetraXil® permite un acceso atraumático y fácil al surco gracias a la cánula más fina del mercado

RetraXil®	Competidor 1	Competidor 2	Competidor 3	Competidor 4	Competidor 5
					
Ø 0.9mm	Ø 1.25mm	Ø 1.25mm	Ø 1.4mm	Ø 1.4mm	Ø 1.6mm
					
Cánula	PLT	Cánula	PLT	PLT	Cánula

Referencia	Artículo	Contenido
Productos		
66077159	RetraXil Starter Pack	4x 1g RetraXil 2x Dispositivo enrosque 20x Cánulas
66077158	RetraXil Value Pack	20x 1g RetraXil 10x Dispositivo enrosque 100x Cánulas
Accesorios		
66087214	RetraXil Twisting Aid Refill	2x10 Dispositivo enrosque
66087215	RetraXil Cannula Refill	5x20 Cánulas



kulzer.es/retraxil