

**FICHA TÉCNICA****ALGINATO NEW CROMÁTICO BESTDENT**

<b>REFERENCIA</b>	25666
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Alginato de alta precisión para impresiones dentales con indicación cromática de fase.
<b>COMPOSICIÓN</b>	Polvo conteniendo alginato de sodio y otras sales.
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Tiempo de trabajo: 2 min a 23°C. Tres etapas de cambio de color. Color azul claro. Aroma de menta-vainilla. Libre de polvo.
<b>ENVASE</b>	Envase con 453 g de polvo.
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Para uso por profesionales dentales para obtener impresiones dentales.
<b>VIDA ÚTIL</b>	6 años.
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.

**TECHNICAL DATA SHEET****BESTDENT NEW CHROMATIC ALGINATE**

<b>REFERENCE</b>	25666
<b>MANUFACTURER</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.
<b>DESCRIPTION</b>	High precision alginate for dental impressions with chromatic phase indication.
<b>COMPOSITON</b>	Powder containing sodium and other salts of alginic acid.
<b>SPECIFICATIONS</b>	Fast setting time: 2 min a 23°C. Three colour changing stages. Light blue colour. Aroma: vanilla-mint. Dust free material.
<b>PACKAGING</b>	Package with 453 g of powder.
<b>INTENDED USE</b>	For dental professional use only. Alginate New Cromatico Fast is used for making dental impressions.
<b>SHELF LIFE</b>	6 years
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.

**SCHEMA TECNICA PRODOTTO****ALGINATO NEW CROMÁTICO BESTDENT**

<b>CODICE ARTICOLO</b>	25666
<b>PRODOTTO DA</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia
<b>NOTE TECNICHE</b>	Dispositivo Medico Classe I conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.
<b>DESCRIZIONE</b>	Alginato con indicazione cromatica delle fasi di lavoro per impronte dentali di precisione.
<b>COMPOSIZIONE</b>	Polvere contenente sodio e altri sali di acido alginico.
<b>SPECIFICHE DEL PRODOTTO</b>	Tempo di presa: 2 min a 23°C. Tre fasi di cambio colore. Colore: azzurro. Aroma: Vaniglia Menta. Fuori polvere.
<b>IMBALLAGGIO</b>	453 g di polvere.
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale per ottenere impronte dentali.
<b>DATA DI SCADENZA</b>	6 anni.
<b>STOCCAGGIO</b>	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.