

	FICHA TÉCNICA	TDS_25739
	PULIDORES ZIRCONIO PROCLINIC EXPERT 2u.	Fecha: 04/jUL/22
	PROCLINIC EXPERT	Versión: 01

FICHA TÉCNICA

PULIDORES ZIRCONIO PROC EXPERT 2u. PROCLINIC EXPERT		
REFERENCIA	25739	
FABRICANTE / RESPONSABLE	EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6 75210 Keltern, Germany	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Sistema de pulido de zirconio en 2 pasos. Ideal para ajustar y corregir en el sillón restauraciones como inlays, onlays, carillas y coronas fabricadas con este material. Alta concentración de partículas de diamante para mayor eficiencia. Para C.A. Pulidor verde para el pre-pulido y pulidor rosa para el pulido de brillo. 14 mm de diámetro.	
EMBALAJE	Caja de 2 unidades	
CADUCIDAD	NA	
FINALIDAD	Ideal para dar el brillo final a restauraciones de zirconio.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	El uso inadecuado de estos instrumentos conduce a resultados de mala calidad y más riesgos. Es por eso que solo deben ser utilizados por Personas cualificadas.	