


	FICHA TÉCNICA	TDS_103
	COPAS PROFILAXIS	04/2017
	BESTDENT	v. 01

COPAS PROFILAXIS BESTDENT		
REFERENCIAS	26801	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Shanghai Dochem Industries Co., Ltd. Suite 705, No. 7 Fu Li Building Lane 1306, Jiang Ning Road, Shanghai 200060, China	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	Copas de goma para contra-ángulo fabricados en polímero sintético, sin látex.	
ESPECIFICACIONES	Con pasador, cuatro hendiduras, 2,35 mm.	
ENVASE	Estuche con 100 unidades	
VIDA ÚTIL	3 años	
USO PREVISTO	Pulido y eliminación de manchas. Se adapta a las superficies de los dientes.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto de un solo uso. No usar si el envase está dañado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	
SDS	No aplicable	

	TECHNICAL DATA SHEET	TDS_103
	PROPHY RUBBER CUP	04/2017
	BESTDENT	v. 01

BESTDENT PROPHY RUBBER CUP		
REFERENCE	26801	
MANUFACTURER	Shanghai Dochem Industries Co., Ltd. Suite 705, No. 7 Fu Li Building Lane 1306, Jiang Ning Road, Shanghai 200060, China	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class IIa, Directive 93/42/EEC	
DESCRIPTION	Prophy rubber cup made with synthetic polymer. Smooth soft, with high torque gear to perform, will not skip or over heat, long lasting. Latex free.	
SPECIFICACIONES	Latch type, four webs, 2.35 mm.	
PACKAGING	100 units	
SHELF LIFE	3 years	
INTENDED USE	Polishing and removal of heavy stains. Adapts to tooth surfaces.	
SAFETY INFORMATION	For single use only. Do not use if package is damaged.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	
SDS	N.A.	