


PRODUCTO	AGUJAS MIRAJECT ENDOTEC 0,4X25mm	
REFERENCIA	28561	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Hager & Werken GmbH & Co. KG Ackerstr.1 47269 Duisburg Germany	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Agujas de extremo redondeado con descarga lateral.	
ESPECIFICACIONES	Para jeringas Luer (a presión)	
EMBALAJE	Envasadas en paquetes con 25 unidades individuales estériles	
CADUCIDAD	Ver embalaje	
FINALIDAD	Para irrigación de canales y bolsas periodontales y para llevar soluciones medicamentosas a la encía y áreas interproximales sin traumatizar el tejido blando.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	No aplica	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	No aplica	
MSDS	No aplica	

Se emite por Proclinc SAU la presente ficha técnica, debido a no poder adjuntar la del propio fabricante.