



## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

**NOMBRE QUÍMICO/TECNICO:** Cemento Z.O.E Tipo III

**NOMBRE COMERCIAL:** Cemento Z.O.E Tipo III Material Restaurativo Intermedio  
Polvo 38g + Líquido 14mL.

### COMPOSICIÓN:

- Óxido de Zinc
- Oxido de Aluminio
- Polímero acrílico
- Eugenol
- Endurecedor.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Polvo blanco, homogéneo  
Líquido amarillo pálido a ámbar

### USO Y FUNCIÓN:

- Restauraciones intermedias particularmente en ortodoncia pediátrica y dientes cariados.
- Protección del diente después de retirar tejidos desmineralizados de las cavidades.
- Puede ser usado también para bases o como cemento temporal, tiene también la ventaja de protección y curación de la pulpa.

**PELIGROSIDAD:** Algunos pacientes pueden presentar reacción alérgica leve al producto o a cualquiera de sus componentes.