
	FICHA TÉCNICA	
	Fresa Tungsteno C.A.	

PRODUCTO	FRESA TUNGSTENO C.A. MAILLEFER 123	
REFERENCIA	3356 FRESAS C.A. 123-014 3357 FRESAS C.A. 123-016 3358 FRESAS C.A. 123-018	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Maillefer instruments holding Chem. du Verger 3, 1338 Ballaigues, Suiza	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	En forma de bola utilizadas normalmente para la excavación de dentina con caries.	
ESPECIFICACIONES	3356 FRESAS C.A. 123-014 3357 FRESAS C.A. 123-016 3358 FRESAS C.A. 123-018	
EMBALAJE	Caja de 5 unidades	
FINALIDAD	Para aplicaciones dentales en clínicas dentales y hospitales por profesionales de la odontología.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Usar de acuerdo a las indicaciones del fabricante.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones adecuadas.	
MSDS	No Aplica	
COMPOSICIÓN	Carburo de tungsteno.	
INSTRUCCIONES DE USO	Usar de acuerdo a las indicaciones del fabricante.	