

MEDIDAS CORONAS FRASACO

CORONA	ANCHO	ALTURA MÍNIMA	
	mm	mm	
110 / 210	10,50 - 9,90	13,5 ± 0,5	
111 / 211	9,60 - 9,10	13,2 ± 0,5	
112 / 212	8,60 - 8,10	12,2 ± 0,5	
113 / 213	7,90 - 7,40	12,1 ± 0,5	
114 / 214	7,40 - 7,00	11 ± 0,5	
115 / 215	8,20 - 7,80	11 ± 0,5	
116 / 216	7,20 - 6,70	10 ± 0,5	
120 / 220	8,10 - 7,40	12 ± 0,5	
121 / 221	7,10 - 6,50	11,2 ± 0,5	
122 / 222	6,80 - 6,40	10,1 ± 0,5	
123 / 223	6,60 - 6,00	9,2 ± 0,5	
124 / 224	6,00 - 5,60	9,4 ± 0,5	
125 / 225	5,70 - 5,30	8,1 ± 0,5	
130 / 230	9,80 - 9,10	13,3 ± 0,5	
131 / 231	9,20 - 8,40	12,7 ± 0,5	
132 / 232	8,40 - 7,80	12,8 ± 0,5	
133 / 233	8,70 - 7,90	11,5 ± 0,5	
134 / 234	7,70 - 7,00	11,3 ± 0,5	
135 / 235	7,40 - 6,70	10,6 ± 0,5	
136 / 236	6,60 - 5,80	9,6 ± 0,5	
411 / 311	6,20 - 5,60	11,2 ± 0,5	
412 / 312	5,60 - 5,20	11 ± 0,5	
413 / 313	5,10 - 4,50	9,5 ± 0,5	
420 / 320	7,00 - 6,50	12,4 ± 0,5	
421 / 321	6,70 - 6,20	12,4 ± 0,5	
444 / 322	6,60 - 6,10	12,2 ± 0,5	

430 / 330	8,60 - 7,70	13,8 ± 0,5	
431 / 331	7,60 - 6,70	12,4 ± 0,5	
432 / 332	7,10 - 6,50	11,6 ± 0,5	
433 / 333	6,70 - 5,80	11,5 ± 0,5	
434 / 334	6,00 - 5,40	10,4 ± 0,5	