



FICHA TÉCNICA

CERA EXTRA-DURA PLANCHAS PROCLINIC		
REFERENCIAS	3500: Extra-Dura, 450g	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según Reglamento (UE) 2017/745	
DESCRIPCIÓN	Planchas de cera Extra-Dura tipo MOYCO para la impresión de registros de mordida y tomas del arco facial. (Registro Oclusal)	
COMPOSICIÓN	Mezcla de ceras y resinas.	
ESPECIFICACIONES	3500 (Extra-Dura, 450g)	Color rosa. Tamaño de las láminas: 174 x 84 mm Grosor: 2,0 mm Peso: 450g (20 láminas)
ENVASE	Envase con 20 láminas	
VIDA ÚTIL	10 años a partir de la fecha de fabricación	
FINALIDAD PREVISTA	Principalmente para registro oclusal (registros de mordida y tomas del arco facial). Muy resistente a la deformación. La cera se debe calentar a 64 °C, temperatura de punto de fusión, presentando una consistencia blanda para realizar un registro óptimo. Los registros no se deforman en el tiempo.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Este producto no representa ningún peligro si se utiliza para su uso normal. Riesgo de quemaduras cuando el producto se encuentra licuado. En caso de contacto con la piel cuando el producto está en estado líquido, enfriar la zona con agua y no intentar despegar el material adherido a la piel, tratar la quemadura y acudir al médico.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Mantener alejado de toda fuente de ignición. Evitar los agentes oxidantes. No utilizar si el envase está dañado.	

TECHNICAL DATA SHEET

X-HARD PINK WAX PLATES PROCLINIC		
REFERENCES	3500: X-Hard, 450g	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745	
DESCRIPTION	Extra-Hard wax sheets for making occlusion records.	
COMPOSITION	Mix of waxes and resins.	
SPECIFICACIONS	3500 (X-hard, 450g)	Colour: pink Sheet size: 174 x 84 mm Thickness: 2,0 mm Weight: 450g (20 sheets)
PACKAGING	Box with 20 sheets	
SHELF LIFE	10 years from the date of manufacture	
INTENDED USE	Ideal for making occlusion records. Very resistant to deformation. The wax must be heated to 64 °C, melting point temperature, presenting a soft consistency for optimal record. Logs are not warped.	
SAFETY INFORMATION	This product is not expected to present any unusual hazards in proper use. This product is often transported and handled hot; care should be taken to prevent thermal burns. Skin: if burned by contact with hot material, cool the burned skin area as quickly as possible by immersing in cold water, or applying cold water. Call the doctor.	
HANDLING AND STORAGE	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Keep away from heat and flames. Do not store near strong oxidizing agents. Do not use if the package is damaged.	