

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE QUÍMICO/TECNICO: Cemento de Fosfato de Zinc

NOMBRE COMERCIAL: Cemento de Zinc Mejorado Tipo I

COMPOSICIÓN:

Óxido de Zinc, Fosfato de aluminio hidratado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Polvo amarillo pálido, homogéneo

Líquido amarillo pálido

USO Y FUNCIÓN:

- Para cementación de incrustaciones, coronas y bandas de ortodoncia.
- Si la cavidad es suficientemente profunda para comprometer la pulpa, es recomendable usar una capa de hidróxido de calcio antes de usar este cemento.

PELIGROSIDAD: Puede causar reacciones alérgicas leves.



MEDENTAL INTERNATIONAL, INC.
JOSE MARÍA BUSTILLOS No. 28-BIS
COL. ALGARIN C.P. 06880 MEXICO



IVONNE RICHAUD
CALLE ROGER DE FLOR 297, 2º, 3º
C.P. 08026 BARCELONA, ESPAÑA