

## HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE EL ARTÍCULO

Página 1 / 2

Fecha de publicación 2014-08-11

Fecha de revisión 2014-04-09

Versión 2

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO

**Nombre del producto:** Insight Dental Film

**Código del producto:** 8675332

**Usos identificados:** Película Dental de Rayos X.

### 2. COMPAÑÍA

**Proveedor** CARESTREAM HEALTH, INC.  
150 Verona Street  
Rochester, NY 14608

### 3. Composición/información sobre los componentes

Nombre químico	Por ciento en peso
Polímero(s)	35-40
Lámina de estaño plomo revestido	30-35
Base de película de polietilentereftalato	15-18
Papel	15-18
Haluros de Plata	<2
Gelatina	<2

### 4. SALUD Y SEGURIDAD

**Posibles efectos sobre la salud** Película de radiografía dental no es conocida por ser peligrosa para la salud. No es necesario utilizar protección personal cuando se observan las condiciones de uso recomendadas. Puede ser nocivo en caso de ingestión.

**Peligro de incendio** Como el producto contiene componentes combustibles orgánicos, el fuego producirá humo negro denso que contiene productos peligrosos de la combustión. En caso de incendio, los bomberos deben utilizar un aparato de respiración autónoma e indumentaria de protección. Productos de descomposición peligrosos. Óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno (NOx). óxidos de plomo. Emanaciones de óxido de estaño.

**Medios de extinción apropiados** Agua pulverizada, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Producto químico seco

### 5. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminar, observando las normas locales en vigor.

Recuperar la plata antes de su disposición. Recuperar plomo antes de la eliminación. Las Recicladoras de plomo se pueden encontrar en el directorio telefónico bajo 'Recicladores' o 'Recuperadores' o a través de la Municipalidad de su localidad. Deséchelo conforme a las normativas locales. Puede incinerarse si las normas locales lo permiten.

## 6. NORMATIVAS SOBRE TRANSPORTE Y ETIQUETADO

<b><u>DOT</u></b>	No regulado
<b><u>TDG</u></b>	No regulado
<b><u>OACI/IATA</u></b>	No regulado
<b><u>IMDG/IMO</u></b>	No regulado
<b><u>ADR/RID</u></b>	No regulado

Para información sobre el transporte acceda a : <http://ship.carestream.com>

## 7. ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco.

## 8. OTRA INFORMACIÓN

La información aquí contenida se suministra sin ofrecer garantías de ningún tipo. Los usuarios deben considerar estos datos únicamente como complementarios a otra información por ellos obtenida y deben efectuar determinaciones independientes de la idoneidad e integridad de la información procedente de todas las fuentes para asegurar un uso y una eliminación adecuados de estos materiales así como la salud y la seguridad de empleados y clientes y la protección del medio ambiente.