


Adhesivo de Autograbado Proclinic Expert



El Adhesivo de Autograbado **Proclinic Expert** es un sistema de acción muy rápida y de un solo componente para dentina y esmalte para las técnicas de grabado selectivo y de autograbado. Es un adhesivo de 7^a generación.

LIBERACIÓN DE FLÚOR



* Resultados de ensayo del fabricante con respecto a las tres marcas de fabricante más vendidas en el mercado español.


RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO

Alta resistencia a la adhesión, asegurando la permanencia de la restauración.

Adhesivo Self-Etch
en el esmalte*



Otras marcas en el esmalte*



Adhesivo Self-Etch
en la dentina*



Otras marcas en la dentina*



- Proporciona una superficie final libre de residuos acuosos gracias a que contiene un 7% de rellenos hidrófilos e hidrofóbicos especialmente tratados.
- No contiene BisGMA ni HEMA, evitando así posibles irritaciones en la piel.

- Bajo espesor de película que facilita un invisible margen entre la restauración y el diente.
- Su cambio de color con la curación (de amarillo oscuro a transparente) le indica cuando debe continuar con el siguiente paso.