

ORION LIGHT

Lampara para la cirugia bucal



ORION LIGHT



ORION LIGHT es el ultimo modelo de la gama de lámparas de cirugía ORION de Tecno-Gaz. ORION LIGHT es el mas ligero de todos los modelos ORION. Unida a prestaciones de iluminación de muy alto nivel:

- Intensidad luminosa: de 40.000 a 140.000 lux
- Temperatura de color: 4.500°K y 5.000°K
- Campos de dimensiones variables:
 - Campo grande de 24 cm circular
 - Campo elíptico de 14 x 20 cm
- Disponible en versión a techo, a pared o móvil.
- La columna se puede cortar en el día de la instalación.

ORION LIGHT se destaca por una grandísima facilidad de uso y de manejo.





**U
S
P**

1. LUZ INDIRECTA

- 30 mini-cúpulas LED en iluminación inversa
- La luz llega de todas las partes
- Perfecto control de las sombras

2. CARACTERISTICAS LUMINOSAS FANTASTICAS

- De 40.000 a 140.000 luxes
- 4.500° y 5.000° K
- Dos campos, de 14 x 20 cm, y de 24 cm circular
- Intensidad uniforme en toda la mancha de luz

3. FACIL MANEJO

- Cabeza mas compacta
- Brazos mas ligeros

4. INSTALACIÓN FACIL

- La columna se corta en el momento del montaje
- Muy ligera, peso: 15 kg, montaje con un solo técnico.

5. HIGIENE

- Dos pomos esterilizables
- Mando directamente en la cabeza para una limpieza facilitada



DATOS TECNICOS	ORION LIGHT
INTENSIDAD A 80 CM	140.000
INTENSIDAD A 80 CM €	60.000
TEMPERATURA DE COLOR (K)	4.500 / 5.000
IRC	96
VIDA UTIL ESTIMADA (H)	60.000
FUENTE DE LUZ	30
DIAMETRO D10	240
PESO (KG) - A TECHO	15
FRECUENCIA HZ	50/60
TENSION	100 - 240

