

**Linea Commerciale
Trading Line****Vision Shade****Codice Articolo – Ref.:**
Code**VV3040-2****Descrizione**

Telaio per diga Vision

Product Description*Frame for Vision dam***Materiale di produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture*Instrument made of stainless steel***Note tecniche****Technical notes**Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)*Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)***Sterilizzazione
& Durata****Sterilization
& Duration**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“*Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento**

Singolo pezzo

Packages*Single piece***Stoccaggio**Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,
lontano da fonti di calore***Storage****Keep the product in a dry and clean place,
away from heat sources***Prodotto da**Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)***Produced by***