

ADHESIVO REBASE BLANDO CARTUCHO

ADHESIVO REBASE BLANDO CARTUCHO se usa como acondicionador de superficie (primer) para la adhesión de silicona de rebase para dentaduras acrílicas

Propiedades	Método	Valor
Aspecto	visual	líquido
Color	visual	rojo-naranja
Adhesión	test de adhesión de mollosil® plus (Resina Rebase Blando Cartucho) silicona de rebase para dentaduras acrílicas	rotura cohesiva

Los datos proporcionados son valores aproximados con tolerancias relacionadas con la producción. Solo sirven como descripción y no representan especificaciones.

Este documento fue emitido electrónicamente y es válido sin firma.