



FICHA TÉCNICA

| | | |
|---|--|---|
| ESPONJERO GRANDE PARA ENDODONCIA PROCLINIC | |  |
| REFERENCIA | 41991 | |
| FABRICANTE / RESPONSABLE | CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia | |
| CLASIFICACIÓN | No es Producto Sanitario, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios. | |
| DESCRIPCIÓN | Esponjero grande autoclavable para endodoncia. | |
| COMPOSICIÓN | Poliamida. | |
| ESPECIFICACIONES | Medidas: 6 x 4 x 5 cm Se utiliza para esponjas de 6,5 cm diámetro. | |
| ENVASE | Envase con 1 unidad. | |
| FINALIDAD PREVISTA | Se usa para contener esponjas para endodoncia. Puede contener líquido de desinfección, como hipoclorito sódico. Puede esterilizarse antes de su uso. | |
| CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad. | |

TECHNICAL DATA SHEET

| | | |
|---|---|---|
| PROCLINIC LARGE ENDODONTICS CLEAN STAND, FOR SPONGES | |  |
| REFERENCE | 41991 | |
| MANUFACTURER | CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy | |
| CLASSIFICATION | It is not a Medical Device, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices. | |
| DESCRIPTION | Autoclavable endostand for big sponges. | |
| COMPOSITION | Polyamide. | |
| SPECIFICATIONS | Measures: 6 x 4 x 5 cm Used for sponges of diameter = 6,5 cm | |
| PACKAGING | Package with 1 unit. | |
| INTENDED USE | It is used to contain sponges for endodontics. It can contain disinfection liquid such as sodium hypochlorite. It can be sterilized before use. | |
| HANDLING AND STORAGE CONDITIONS | Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat. | |