


## FICHA TÉCNICA

<b>MINI ESPÁTULA MODELADORA DE COMPOSITE ERGOMAX 444-445</b>		
<b>REFERENCIA</b>	4275	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	LM Instruments Oy Norrbyn rantatie 8 21600 Parainen, Finlandia	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario clase I	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Miniespátula para modelar composite 444-445.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Extremos de trabajo: acero inoxidable Mango: silicona	
<b>ENVASE</b>	1 unidad	
<b>USO PREVISTO</b>	Uso profesional dental. Instrumento para modelar y aplicar el composite.	
<b>CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO</b>	Conservar en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Proteger de la humedad.	