

FICHA TÉCNICA

| | | |
|---|--|---|
| PRODUCTO | EVE KIT PULIDO RESINA ACRILICOS |  |
| REFERENCIA | 43280 | |
| FABRICANTE / RESPONSABLE | EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6 75210 Keltern, Germany | |
| CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO | PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE | |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | Pulidores para cerámicas y prótesis. | |
| ESPECIFICACIONES | Para pulido de resina-acrílico. Varias formas para diferentes áreas de aplicación. | |
| EMBALAJE | CAJA 6 unidades:3 puntas grises + 3 puntas verdes. | |
| CADUCIDAD | La vida del producto es determinada por el desgaste y los daños causados durante el uso. Cualquier instrumento dañado o defectuoso no debe ser utilizados. | |
| FINALIDAD | Para alisar, prepolir y pulir. | |
| INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD | Los instrumentos deben protegerse de la contaminación hasta la esterilización. Los instrumentos de desinfección y secado deben manipularse y almacenarse de manera que estén protegidos contra la recontaminación. | |
| CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | Mantenga los instrumentos en envases de esterilización en un ambiente seco y limpio. | |
| MSDS | No aplica | |

FICHA TÉCNICA

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| COMPOSICIÓN | Abrasivo de carburo de silicio |
|--------------------|--------------------------------|

- Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.